

Bestellhinweis

Nachbehandlungskonzept

Das CAMOped Nachbehandlungskonzept besteht aus individuell angefertigten Therapieplänen. Das dazugehörige Nachbehandlungsheft ist auf die unterschiedlichen Phasen der Therapiepläne abgestimmt. Dazu erhalten Ihre Patienten eine DVD, die Sie in das Thema der Propriozeption und die Handhabung des CAMOped einführt. Grundlage für eine erfolgreiche Nachbehandlung ist Ihre Operation – wir erarbeiten mit Ihnen ein entsprechendes Konzept zur Nachbehandlung.

OPED-Versorgungsgarantie

OPED kümmert sich bei allen Produkten um die Abrechnung mit den Kostenträgern. Wir nehmen Ihnen damit Verwaltungsaufwand ab, Sie können Ihre Patienten unkompliziert und unbürokratisch versorgen.

Informationen

Gerne kommen wir zu Ihnen, um Anwendung und Vorteile von CAMOped live zu demonstrieren. Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Homepage: www.camoped.com

OPED – damit Sie beweglich bleiben

OPED ist spezialisiert auf Medizintechnik, die Verletzte schneller wieder auf die Beine kommen lässt. Wir versorgen Patienten mit einer ganzen Palette von orthopädischen Rehabilitationsprodukten. Alle Orthesen werden in Deutschland gefertigt und sind wieder verwendbar. Mit großem Erfindungsgeist arbeitet OPED dafür, dass Sie Ihre Patienten mit funktionellen Behandlungskonzepten optimal versorgen können.



CAMOped Die Vorteile auf einen Blick

- Erreichen der funktionellen Stabilität und Ausgleich des propriozeptiven Defizits
- Zeitsparende Einflussnahme auf die Nachbehandlung
- OPED-Versorgungsgarantie

CAMOped[®] by OPED Funktionelle Stabilität für das Kniegelenk

Deutschland/international:

OPED GmbH
Medizinpark 1
83626 Valley/Oberlindern
Fon +49(0)8024/6081 82-10
Fax +49(0)8024/6081 82-99
mail@oped.de
www.oped.de

Schweiz:

OPED AG
Hinterbergstrasse 26
6330 Cham
Fon +41(0)41/748 53 35
Fax +41(0)41/748 53 40
contact@oped.ch
www.oped.ch

USA:

OPED Inc.
47 Loring Drive
Framingham, MA 01702
Fon +1/508/879 0762
Fax +1/508/879 0769
contact@opedinc.com
www.opedinc.com

Funktionelle Stabilität – das Therapiekonzept für Ihre Patienten

CAMOped ermöglicht die aktive Nachbehandlung von Verletzungen am Kniegelenk. Die Therapie mit CAMOped liefert Ihnen nachweislich sehr gute funktionelle Ergebnisse^{1) 2)}. Ihre Patienten erreichen früher ihre gewohnte Beweglichkeit, sowie die dazu nötige funktionelle Stabilität und können schneller in den Arbeitsalltag zurück. Mit unserem Therapiekonzept wird Ihr Patient durch die Nachbehandlung begleitet und kann diese aktiv mitgestalten.

Übrigens: Wir bei OPED kümmern uns um die Abrechnung mit den Kostenträgern und nehmen Ihnen den bürokratischen Aufwand ab. Damit Sie wirklich jeden Patienten versorgen können – direkt, schnell und sicher.

1) v. Lübken F, Schmidt R, Jouini C, Gerngroß H, Friemert B (2006)
Der Einfluss einer aktiven Bewegungsschiene auf die Propriozeption nach vorderer Kreuzbandplastik. Eine prospektiv randomisierte Studie. Unfallchirurg 109:22–29

2) Feil S, Pässler H
Rehabilitation nach vorderer Kreuzbandplastik mit dem Einsatz einer aktiven Bewegungsschiene



Alles was eine gute Versorgung braucht

Davon profitieren Ihre Patienten bei Verletzungen am Kniegelenk:

- Sehr gute nachgewiesene klinische Ergebnisse^{1) 2)}
- Zeitsparende Einflussnahme auf die Nachbehandlung und optimale Information Ihrer Patienten
- Erreichen der funktionellen Stabilität und Ausgleich des propriozeptiven Defizits
- OPED-Versorgungsgarantie und Abrechnungsservice

Das Indikationsfeld

- Kreuzbandverletzungen
- Gelenkersatz in Knie und Hüfte
- Umstellungsosteotomien
- Rekonstruktive Eingriffe an Menisken und Gelenkknorpel



Unser Therapiekonzept


Sie erhalten mit CAMOped ein gesamtes Therapiekonzept für Verletzungen am Kniegelenk – ganz individuell auf Ihre Behandlung zugeschnitten. Gerne erarbeiten wir mit Ihnen eine Behandlungsrichtlinie für alle Indikationen rund um das Knie. Ihre Patienten erhalten darüber hinaus ein umfangreiches Informations- und Servicepaket. Damit geben Sie Ihrem Patienten die Möglichkeit, seine Nachbehandlung aktiv und eigenverantwortlich mitzugestalten.



Winkelbegrenzung: Einstellung von Extension und Flexion je nach Indikation und Behandlungsverlauf

Läufer: stufenlos einstellbar auf alle Körpergrößen

Widerstand: je nach Indikation und Behandlungsverlauf einstellbar



Fußschale: individuell anpassbar

Fußwiderstand: individuell einstellbar

Standbeine: stabiler Stand durch rutschfestes Material